

Über Touch Bionics

Touch Bionics ist ein Anbieter von weltweit führenden prothetischen Technologien und unterstützenden Dienstleistungen, die entwickelt wurden, um die bestmöglichen Ergebnisse für Menschen mit fehlenden Gliedmaßen der oberen Extremität zu gewährleisten. Zu unseren hochentwickelten Produkten zählen myoelektrische Hand- und Teilhandprothesen sowie hochrealistische passive Silikonprothesen, die dem natürlichen Aussehen des Trägers entsprechen. Wir verpflichten uns dazu sicherzustellen, dass unsere Nutzer die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten haben.

North America: +1 855 MY iLIMB (694 5462)
customersupportus@touchbionics.com

Germany/Europe: +49 6221 357 9060
customersupport@touchbionics.de

France: 0805 110478
customersupport@touchbionics.fr

United Kingdom/International: +44 1506 438 556
customersupport@touchbionics.com

www.touchbionics.com



i-limb™ Kurzanleitung

i-limb™ Kurzanleitung

Download der biosim™ & Systemanforderungen

Gehen Sie bitte auf www.touchbionics.com/biosimdownload, um sich bei biosim™ zu registrieren.

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, or Mac OS X Lion (ab 10.7)
- Microsoft .NET Framework v3.5
- USB-Adapter für Bluetooth®-Anschluss (Bestellung möglich)
- Administratorrechte zur Installation der Software und des Adapters

Download der my i-limb™ Mobile App

Die my i-limb™ Mobile Steuerungsapp kann im Apple® App Store heruntergeladen werden und ist mit dem iPhone® (4s oder neuer), iPad® (4. Generation oder neuer), iPad® mini und iPod (5 oder neuer) kompatibel.

Produkt Handbücher

Die aktuellsten Versionen der Produkt Handbücher finden Sie unter www.touchbionics.de/downloads.php.

Akku laden

Um Kompatibilität und optimale Leistung sicherzustellen, dürfen Sie NUR das von Touch Bionics gelieferte Powerpack-Ladegerät für Ihre Prothese verwenden.



Wenn Sie den Akku laden, entfernen Sie bitte die Prothese vom Schaft und stellen die Hand auf AUS.



Der Akku sollte jedes Jahr ausgewechselt werden, um optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.



i-limb™ Power Pack Nutzer finden Instruktionen zum Laden des Gerätes in der entsprechenden Anleitung.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen durch, bevor Sie Ihre i-limb™ verwenden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen führen, Ihre Gesundheit gefährden und der Garantieanspruch geht verloren.

Benutzen Sie das Produkt nur mit zugelassenen Handschuhen.

Verwenden Sie es nicht unter Wasser.

Bedienen Sie damit keine Schwer- oder Industriemaschinen.

Verwenden Sie die Hand nicht in der Nähe von Maschinen mit beweglichen Teilen, die eventuell Personen- oder Sachschäden hervorrufen können.

Anwender müssen beim Führen von Autos, Flugzeugen, Segelschiffen oder anderen motorisierten Fahrzeugen und beim Bedienen von Geräten die lokalen Richtlinien befolgen. (Bitte beachten Sie hierzu die Stellungnahme von Touch Bionics zum Führen von Motorfahrzeugen.)

Verwenden Sie die Prothese nicht für extreme Aktivitäten, die auch zu Verletzungen an einer natürlichen Hand führen können, z.B. Klettern.

Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Staub, Vibrationen oder Stöße.

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.

Setzen Sie es keinem offenen Feuer aus.

Setzen Sie es keiner explosiven Umgebung aus.

Bauen Sie keine Teile auseinander und modifizieren Sie das Gerät nicht.

Wartungen, Reparaturen und Aktualisierungen dürfen nur von qualifizierten Technikern von Touch Bionics und technischen Partnerfirmen durchgeführt werden.

Verwenden Sie die Prothese nicht mit beschädigtem Handschuh.

Beschädigte Handschuhe müssen von einem qualifizierten Touch Bionics-Techniker oder einer technischen Partnerfirma ersetzt oder repariert werden.

Verwenden Sie nur Zubehör und Werkzeuge für die i-limb™, die von Touch Bionics zugelassen wurden.

Weitere generelle Sicherheitsmaßnahmen, EMC und elektrische Informationen zu den i-limb™ Produkten finden Sie unter: www.touchbionics.com/downloads/document-library.