

Die **virtu-limb™** ist ein bahnbrechendes, drahtloses Produkt für das Training und die Simulation myoelektrischer Handprothesen.

Fortschrittliche Verbindung:

- Verbindet sich drahtlos zu Ihrem Computer über eine Bluetooth Software
- Mobile App (erhältlich im Apple® app Store) ermöglicht EMG Untersuchungen überall

Merkmale:

- Die **virtu-limb™** kann mit **i-limb™** Produkten oder mehreren anderen myoelektrischen Geräten benutzt werden
- Es besteht die Option eine virtuelle Bildschirm-Darstellung der **i-limb™ ultra revolution** zu nutzen
- Kompatibel mit Fernelektroden, kompakten Elektroden und FSR touchpad
- Kompatibel mit quick wrist disconnect und das **flexion wrist** Handgelenk

Die **virtu-limb™** kann eine Vielzahl an Zwecken erfüllen:

- Messen der myoelektrischen Signale des Patienten, um den besten Platz für die Anlage der Elektroden zu bestimmen
- Training für Patienten, um die Kontrolle der Muskelsignale zu erlernen
- Training für Patienten, um die Griffmuster zu erlernen
- Vorführen von **i-limb™** Produkten für Patienten

